Gebrauchsinformation ifibr® Matratzenauflage

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf.

1. Hersteller

Ipoh GmbH
Auen-Süduferstraße 67; A-9220 Velden, Österreich Tel.: +43 4274 2821;
E-Mail: communication@ifibr.com Web: www.ifibr.com

2. Produktidentifikation

Produktname: ifibr® Schlafauflage
Produktart: Matratzenauflage
LOT: siehe Etikett
Basic UDI-DI: 912014366ifibrpeoP9 / UDI siehe Etikett
Publikationsdatum der Gebrauchsanweisung: 04/2026

3. Zweckbestimmung

Die ifibr® Schlafauflage ist eine Matratzenauflage zur Verwendung auf handelsüblichen Matratzen während des Schlafs. Das Produkt ist für die nicht-invasive Anwendung bestimmt und wird während der Ruhephase
verwendet.

4. Anwendergruppe

Das Produkt ist vorgesehen für:

- Erwachsene
- Jugendliche
- Kinder

Die Anwendung erfolgt im häuslichen Umfeld. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte vor der Anwendung an Ihren Arzt.

5. Produktbeschreibung

Die ifibr® Schlafauflage wird auf eine vorhandene Matratze gelegt und mit elastischen Eckbändern fixiert. Die Auflage wird anschließend mit einem Bettlaken oder Leintuch abgedeckt und während des Schlafs verwendet.

6. Vorbereitung

Vor der Anwendung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Matratze sauber und trocken ist.
- Entfernen Sie Fremdkörper von der Matratzenoberfläche.
- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Beschädigungen.

7. Anwendung

7.1 Auspacken

Nehmen Sie die ifibr® Schlafauflage vorsichtig aus der Verpackung. Legen Sie die Auflage flach auf die Matratze und lassen Sie sie etwa 10 Minuten ruhen, damit sich das Material vollständig entfalten kann. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

7.2 Positionierung

Positionieren Sie die Auflage mittig auf der Matratze. Ziehen Sie die elastischen Eckbänder über die Matratzenecken, damit die Auflage sicher fixiert ist.

7.3 Abdeckung

Legen Sie ein dünnes Bettlaken über die Auflage.
Empfohlen werden Materialien aus Naturfasern wie: Baumwolle oder Leinen
Sehr dicke oder synthetische Stoffe können die Funktion des Produkts beeinträchtigen.

7.4 Nutzung

Die ifibr® Schlafauflage wird während des Schlafs verwendet. Legen Sie sich wie gewohnt auf Ihr Bett. Eine regelmäßige Nutzung wird empfohlen.

8. Hinweise für optimalen Schlafkomfort

Folgende Faktoren können den Schlafkomfort unterstützen:

- Tragen Sie leichte Schlafbekleidung aus Naturmaterialien.
- Verwenden Sie dünne Bettlaken aus Naturfasern.
- Vermeiden Sie dicke synthetische Stoffe.

Zur Unterstützung eines gesunden Schlafrhythmus wird empfohlen:

- mindestens 30 Minuten vor dem Schlafengehen keine Smartphones oder Bildschirme zu verwenden.
- Elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Smartwatches oder Ladegeräte sollten während der Nutzung des Produkts mindestens 50 cm entfernt sein.

9. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die verwendeten Materialien sind nicht feuerfest.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen oder starken Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß auf einer Matratze.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

Kinder sollten das Produkt nicht unbeaufsichtigt verwenden.

10. Nebenwirkungen und Kontraindikationen

Bei sachgemäßer Anwendung sind derzeit keine Nebenwirkungen oder Kontraindikationen bekannt.
Sollten unerwünschte Wirkungen auftreten:

- beenden Sie die Anwendung
- wenden Sie sich an Ihren Arzt
- kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller.

11. Wissenschaftlicher Hinweis

Eine klinische Studie untersuchte den Einfluss von Fibranium® auf Parameter der Lebensqualität und des Schmerzempfindens im untersuchten Anwendungsbereich.
Die Studie wurde durchgeführt als:

- prospektive Studie
- randomisierte Studie
- doppelblinde Studie
- placebokontrollierte Studie

Die Ergebnisse zeigten innerhalb der Studienpopulation eine statistisch signifikante Verbesserung der untersuchten Parameter. Die individuelle Wirkung kann variieren.
Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: www.ifibr.com

12. Reinigung und Pflege

Empfohlene Reinigung:
Chemische Reinigung
Leichte Verschmutzungen können punktuell entfernt werden:

- Fleck mit einem leicht feuchten Tuch behandeln
- Stelle vollständig an der Luft trocknen lassen

Beachten Sie die Pflegehinweise am Produktetikett.

13. Lagerung

Lagern Sie das Produkt: Trocken und sauber

14. Rückverfolgbarkeit

Zur Rückverfolgbarkeit besitzt jedes Produkt:

- eine Chargennummer (LOT)
- eine UDI-Kennzeichnung

Diese Angaben befinden sich auf dem Produktetikett.

15. Meldung von Vorkommnissen

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

16. Verwendete Symbole

Die Kennzeichnung erfolgt gemäß ISO 15223-1.
Typische Symbole auf Verpackung oder Produkt:

- Hersteller
- Gebrauchsanweisung beachten
- LOT (Chargennummer)
- UDI-DI (Unique Device Identification – Device Identifier)
- CE-Kennzeichnung
- Trocken lagern

17. Material und Zusammensetzung

- ifibr® besteht aus: Fibranium® (Siliziumkristalle, Mineralien), Wolle, Baumwolle, Lyocell, Kohlenstoff, Silber, Polyester